


Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого IL-6R/Cd126 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Детектирование) - P08887

Артикул: CM0009144



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-6R/CD126, предназначенное для внутриклеточной проточной цитометрии. Иммуноген — рекомбинантный внеклеточный домен; перекрестно реагирует с человеческим IL-6R. Подходит для изучения классических и транс-сигнальных путей IL-6 в исследованиях иммунологии и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролик против человеческого IL-6R/CD126
Примечания/Алиасы	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3570
ID гена	3570
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-358 человеческого IL-6R/CD126 (NP_000556.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08887
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом