

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому IL18R1 Для Проточной Цитометрии — Q13478

Артикул: CM0005692



введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика к человеческому IL18R1 (CD218a), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения путей, опосредованных IL18, ответов клеток Th1 и исследований воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому IL18R1/IL-18 R alpha
Примечания/Альтернативные названия	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	8809
ID гена	8809
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22–329 человеческого IL18R1/IL-18 R alpha (NP_003846.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13478
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом