

Кроличье Моноклональное Антитело Против IL18R1/IL-18 R Alpha Человека Для Fc — Q13478

Артикул: CM0010130



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против IL18R1 человека (CD218a), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает альфа-субъединицу рецептора IL-18 на клетках Th1 и лейкоцитах в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против IL18R1/IL-18 R alpha человека
Примечания/синонимы	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Вид	Человек
GeneID (человек)	8809
GeneID	8809
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-329 IL18R1/IL-18 R alpha человека (NP_003846.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Fc
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13478
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом