


Моноклональное Антитело Кролика Против IL23R Человека Для Проточной Цитометрии — Q5Vwk5

Артикул: CM0008469



введение

Моноклональное антитело кролика против IL23R человека (PSORS7), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения сигнального пути IL-23 в иммунных клетках, аутоиммунных заболеваниях и опухолевой иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика против IL23R человека
Примечания/синоним	PSORS7
Вид	Человек
GeneID (человек)	149233
GeneID	149233
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-353 IL23R человека (NP_653302.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q5VWK5
Молекулярная масса белка	41 кДа/43 кДа/72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом