


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому IL8 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) — P10145

Артикул: CM0012469



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому IL8 для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для работы с человеческими образцами, нацелено на хемокин IL8, который участвует в воспалительных реакциях. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому IL8, мКл
Примечания/Альтернативные названия	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Вид	Человек
ID гена (человек)	3576
ID гена	3576
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 28–99 человеческого IL8 (NP_000575.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10145
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет