


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого IL8 Для Проточной Цитометрии - P10145

Артикул: CM0006079



введение

Кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на человеческий IL8 (интерлейкин-8), валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения воспаления, вызванного хемокинами, с молекулярной массой белка 11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи МАТ против человеческого IL8
Примечания/Псевдонимы	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Вид	Человек
GeneID	3576
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10145
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете