


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого IL8 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P10145

Артикул: CM0004351



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого IL8, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживает человеческий IL8 — ключевой хемокин в исследованиях воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого IL8
Примечания/Синонимы	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Вид	Человек
ID гена (человек)	3576
ID гена	3576
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Внутриклеточная проточная цитометрия (FC intra)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10145
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом