

Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого IL9 Для Иф/Мкк И Фц (Внутриклеточное) - P15248

Артикул: CM0006234



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого IL9, валидированное для иммунофлуоресценции (ИФ/МКК) и внутриклеточной проточной цитометрии (ФЦ). Направлено на интерлейкин-9 – цитокин, участвующий в иммунном ответе и воспалении. Предназначено для работы с человеческими образцами. SWISS: P15248.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик против человеческого IL9 мкАт
Примечания/Альтернативные названия	IL9; HP40; IL-9; P40; interleukin-9
Вид	Человек
GeneID (человек)	3578
GeneID	3578
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-144 человеческого IL9 (NP_000581.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/МКК, ФЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15248
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодовой пакет