

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IL9 Для IF/ICC, Fc (Внутриклеточный) - P15248

Артикул: CM0005759



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого IL9, валидированное для IF/ICC и внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения IL9-опосредованных иммунных ответов, дифференцировки Т-клеток и биологии тучных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое IL9 mAb
Примечания/Альтернативные названия	IL9; HP40; IL-9; P40; интерлейкин-9
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	3578
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 19-144 человеческого IL9 (NP_000581.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15248
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом