

Моноклональные Кроличьи Антитела Против Человеческого ILt5/Cd85A Для Проточной Цитометрии - 075022

Артикул: CM0010378



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого ILT5/CD85a (LILRB3), валидированные для проточной цитометрии. Обнаруживают ингибирующий иммунный рецептор на человеческих В-клетках и моноцитах, специфически реагируя с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мАб против человеческого ILT5/CD85a
Примечания/Псевдонимы	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; лейкоцитарный иммуноглобулин-подобный рецептор B3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11025
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-418 человеческого ILT5/CD85a (NP_006855.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075022
Молекулярный вес белка	69кДа/71кДа
Доставка	Сумка со льдом