

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Интегрину Альфа-3/Cd49C - P26006

Артикул: CM0010511

введение

кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину альфа-3 (CD49c) для проточной цитометрии. Нацелено на рецептор ламинина/коллагена; валидировано для образцов человека. Идеально для исследований клеточной адгезии, миграции и инвазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину альфа-3/CD49c
Примечания/Альтернативные названия	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3675
GeneID	3675
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 466-620 человеческого интегринa альфа-3/CD49c (NP_002195.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P26006
Молекулярная масса белка	117 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом