

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Интегрин-В1/Cd29 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P05556

Артикул: CM0010061



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий интегрин-β1 (CD29), валидированная для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и сигнализации, опосредованной интегринами, в исследованиях иммунных клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАб против человеческого интегрин-β1/CD29
Примечания/Алиасы	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Вид	Человек
GeneID	3688
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-728 человеческого интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05556
Молекулярная масса белка	87 кДа/88 кДа/91 кДа
Доставка	С ледяным пакетом