

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Интегрин-В1/Cd29 Для Проточной Цитометрии — P05556

Артикул: CM0004296



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого интегрин бета-1 (CD29), для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD29 с молекулярной массой ~87-91 кДа. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии и передачи сигналов через интегрины.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого интегрин-β1/CD29
Примечания/алиасы	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Вид	Человек
ID гена	3688
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-728 человеческого интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05556
Молекулярная масса белка	87кДа/88кДа/91кДа
Доставка	Холодильный пакет