


Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Интегрину $\beta 5$ /Itgb5 Для Проточной Цитометрии — P18084

Артикул: CM0009794



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому интегрину $\beta 5$ (ITGB5) для проточной цитометрии. Этот рецептор фибронектина участвует в клеточной адгезии и служит рецептором проникновения аденовируса в клетку.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к интегрину $\beta 5$ /ITGB5
Примечания/синонимы	ITGB5; интегрин бета-5
Вид	Человек
GeneID	3693
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 24–490 человеческого интегрин $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P18084
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом