


Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Itga1/Cd49А Для Проточной Цитометрии — P56199

Артикул: CM0010597



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому ITGA1/CD49a для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека, распознаёт интегрин альфа-1 (CD49a/VLA-1), идеально подходит для исследований клеточной адгезии и иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к человеческому ITGA1/CD49a
Примечания/синонимы	VLA1; CD49a
Вид	Человек
GeneID (человек)	3672
GeneID	3672
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 человеческого ITGA1/CD49a (NP_852478.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P56199
Молекулярная масса белка	131 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом