


## Моноклональное Антитело Кролика К Itga1/Cd49A Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - P56199

Артикул: CM0008379



### введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , против интегрина альфа-1 человека (ITGA1/CD49a/VLA-1), валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения клеточной адгезии и сигнальных путей интегрина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика к ITGA1/CD49a человека                                                                               |
| Примечания/Синонимы       | VLA1; CD49a                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 3672                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 3672                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 ITGA1/CD49a человека (NP_852478.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | FC                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P56199                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 131 кДа                                                                                                                              |
| Транспортировка           | Хладопакет                                                                                                                           |