

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Jam-A/Cd321/F11R Для Проточной Цитометрии - Q9Y624

Артикул: CM0010796



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого JAM-A (CD321, F11R), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения динамики плотных контактов, трансмиграции иммунных клеток и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против человеческого JAM-A/CD321/F11R
Примечания/Псевдонимы	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
Вид	Человек
ID гена	50848
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-242 человеческого JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y624
Молекулярный вес белка	27kDa/32kDa
Доставка	Сумка со льдом