

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Jam-A/Cd321/F11R Для Проточной Цитометрии — Q9Y624

Артикул: CM0009247



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого JAM-A/CD321/F11R для проточной цитометрии. Распознаёт человеческий JAM-A — белок плотных контактов, участвующий в трансмиграции лейкоцитов. Иммуноген — рекомбинантный белок; подходит для проточной цитометрии. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого JAM-A/CD321/F11R
Примечания/синонимы	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Вид	Человек
GeneID	50848
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28–242 человеческого JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y624
Молекулярная масса белка	27 кДа/32 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом