


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Kir2DL2/Kir2DL3 Для If/Icc И Fc — P43628

Артикул: CM0012446



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому KIR2DL2/KIR2DL3 — иммуноглобулиноподобному рецептору клеток-киллеров. Валидировано для IF/ICC и FC. Идеально подходит для изучения ингибирующей передачи сигналов в NK-клетках и распознавания HLA-C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого KIR2DL2/KIR2DL3
Примечания/синонимы	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2D55; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; иммуноглобулиноподобный рецептор клеток-киллеров 2DL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–245 человеческого KIR2DL3 (NP_056952.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P43628
Молекулярная масса белка	27 кДа/37 кДа/38 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет