


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Kir2DL2/Kir2DL3 Для If/Icc, Fc - P43628

Артикул: CM0005078



введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , против человеческого KIR2DL2/KIR2DL3 (P43628). Подходит для иммуофлуоресценции и проточной цитометрии. Валидировано для иммунофенотипирования NK-клеток и исследований ингибиторных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье анти-человеческое KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2D55; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; киллерный иммуноглобулин-подобный рецептор 2DL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-245 человеческого KIR2DL3 (NP_056952.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43628
Молекулярная масса белка	27 кДа/37 кДа/38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом