


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Kir2DL2/Kir2DL3 Для If/Icc, Фц — P43628

Артикул: CM0004673



введение

Высококачественное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому KIR2DL2/KIR2DL3, идеально подходящее для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии в исследованиях NK-клеток. Валидировано для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого KIR2DL2/KIR2DL3, мкА
Примечания/Синонимы	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	3803/3804
GeneID	3803/3804
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-245 человеческого KIR2DL3 (NP_056952.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, ФЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43628
Молекулярная масса белка	27 кДа/37 кДа/38 кДа
Доставка	С ледяным пакетом