

Кроличий Моноклональный Анти-Человеческий Антитело К Kir2DL4/Cd158D Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q99706

Артикул: CM0012618



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого KIR2DL4/CD158d. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознает внеклеточный домен (аминокислоты 24-242). Подходит для исследований рецепторов NK-клеток и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	кроличье моноклональное анти-человеческое антитело к KIR2DL4/CD158d
Примечания/Синонимы	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; рецептор киллерных клеток, подобный иммуноглобулину 2DL4
Вид	Человек
GeneID (человек)	3805
GeneID	3805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-242 человеческого KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99706
Молекулярная масса белка	24 кДа/33 кДа/35 кДа/37 кДа/39 кДа/41 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет