

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Kir2DL4/Cd158D, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии - Q99706

Артикул: CM0004987



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому KIR2DL4/CD158d, конъюгированное красителем . Валидировано для проточной цитометрии, нацелено на иммуноглобулиноподобный рецептор киллерных клеток, который распознает HLA-G и опосредует функции естественных киллеров на материнско-фетальной поверхности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому KIR2DL4/CD158d, мкАт
Примечания/алиасы	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3805
ID гена	3805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 24-242 человеческого KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99706
Молекулярная масса белка	24кДа/33кДа/35кДа/37кДа/39кДа/41кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом