

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Kir2DL4/Cd158D Для Fc — Q99706

Артикул: CM0010338



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика к человеческому KIR2DL4/CD158d (UniProt Q99706) для проточной цитометрии. Подходит для изучения регуляции NK-клеток и взаимодействий HLA-G в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	моноклональное антитело кролика к человеческому KIR2DL4/CD158d
Примечания/синонимы	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; иммуноглобулиноподобный рецептор киллерных клеток 2DL4
Вид	Человек
Идентификатор гена	3805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–242 человеческого KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q99706
Молекулярная масса белка	24 кДа/33 кДа/35 кДа/37 кДа/39 кДа/41 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом