

Кроличья Моноклональная Polymab® К Человеческому Klr1 Для Проточной Цитометрии - Q96E93

Артикул: CM0005094



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому KLRG1, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Специфично реагирует с человеческим KLRG1 — ингибиторным рецептором на NK-клетках и Т-клетках. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human KLRG1 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Вид	Человек
GeneID	10219
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 60-195 человеческого KLRG1 (NP_001316028.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96E93
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	С ледяными пакетами