

Кроличьи Античеловеческие Поликлональные Антитела Polymab® К Klrp1 Для Проточной Цитометрии — Q96E93

Артикул: CM0009812



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого KLRG1 для проточной цитометрии. Распознаёт ингибирующий рецептор массой 22 кДа, экспрессируемый на NK-клетках и CD8+ Т-клетках. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи античеловеческие поликлональные антитела PolymAb® к KLRG1
Примечания/синонимы	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
Вид	Человек
Идентификатор гена	10219
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-195 человеческого KLRG1 (NP_001316028.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q96E93
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом