

Моноклональное Антитело Кролика Против Лёгкой Цепи Лямбда Человека Для Проточной Цитометрии — P0Cg04

Артикул: CM0008083



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константный участок лёгкой цепи лямбда иммуноглобулина человека. Валидировано для анализа образцов человека методом проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для исследований В-клеток и гуморального иммунитета; рекомбинантный иммуноген (а. к. 1-106), ~11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против лёгкой цепи лямбда человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 лёгкой цепи лямбда человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P0CG04
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом