

Моноклональные Антитела Кролика Против Легкой Цепи Лямбда Человека Для Проточной Цитометрии - P0Cg04

Артикул: CM0005319



введение

Высококачественные моноклональные антитела кролика против легкой цепи лямбда человека, конъюгированные с для проточной цитометрии. Валидированы для образцов человека в иммунологических исследованиях. Swiss-Prot: P0CG04.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональные антитела кролика против легкой цепи лямбда человека
Вид	Человек
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 легкой цепи лямбда человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0CG04
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник