


Кролик Анти-Человеческий Lamp1/Cd107A Mab - P11279

Артикул: CM0009494



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , против человеческого LAMP1/CD107a для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека, нацелено на лизосомально-ассоциированный мембранный гликопротеин 1. Подходит для исследований биогенеза лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий LAMP1/CD107a mAb
Примечания/Псевдоним	LAMP1; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярный вес белка	38кДа/45кДа
Доставка	Сумка со льдом