


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Lamp1/Cd107A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P11279

Артикул: CM0010965



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LAMP1/CD107a, валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения функции лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому LAMP1/CD107a
Примечания/Альтернативные названия	LAMP1; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3916
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	38 кДа/45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом