


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Lamp1/Cd107A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) — P11279

Артикул: CM0008904



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий LAMP1/CD107a. Предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra) для обнаружения лизосомального мембранного гликопротеина массой 38–45 кДа, участвующего в биогенезе лизосом и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого LAMP1/CD107a
Примечания/синонимы	LAMPa; CD107a; LGP120
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3916
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярная масса белка	38 кДа/45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом