


Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Lamp1/Cd107A Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P11279

Артикул: CM0008244



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого LAMP1/CD107a (SWISS: P11279), для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований функции лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек LAMP1/CD107a мАт
Примечания/Псевдонимы	LAMP1; CD107a; LGP120
Вид	Человек
GeneID	3916
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-382 человеческого LAMP1/CD107a (NP_005552.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11279
Молекулярный вес белка	38кДа/45кДа
Доставка	Сумка со льдом