

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Lamp2 Для If/Icc И Внутриклеточного Fc - P13473

Артикул: CM0004520



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому LAMP2, конъюгированное с , валидированное для IF/ICC и внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелено на лизосомальный мембранный белок LAMP2 (CD107b) для исследований аутофагии, биогенеза лизосом и лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому LAMP2
Примечания/Альтернативные названия	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3920
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, внутриклеточный FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	44кДа/45кДа
Условия доставки	В пакете со льдом