

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Lamp2 Для If/Icc И Внутриклеточного Fc - P13473

Артикул: CM0011700



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого LAMP2 (CD107b). Валидировано для IF/ICC и внутриклеточной проточной цитометрии. Реагирует с человеческими образцами. Нацелено на лизосом-ассоциированный мембранный гликопротеин 2, участвующий в аутофагии и функции лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому LAMP2 mAb
Примечания/Алиасы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3920
GeneID	3920
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	44кДа/45кДа
Доставка	Ледяная упаковка