

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Lamp2 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии — P13473

Артикул: CM0010713



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий LAMP2 и валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований биогенеза лизосом, аутофагии и шаперон-опосредованной аутофагии. Видовая реактивность: человек. SWISS: P13473.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье античеловеческое моноклональное антитело к LAMP2
Примечания/синонимы	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Вид	Человек
GeneID (человек)	3920
GeneID	3920
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29–375 человеческого LAMP2 (NP_002285.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13473
Молекулярная масса белка	44 кДа/45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом