


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Lifr/Cd118 Для Fc — P42702

Артикул: CM0010701



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому LIFR/CD118, напрямую конъюгированное с ABflo 647 для проточной цитометрии (FC). Распознаёт человеческий LIFR — рецептор клеточной мембраны массой около 124 кДа, участвующий в передаче сигналов цитокинов. Подходит для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому LIFR/CD118
Примечания/синонимы	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3977
Идентификатор гена	3977
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P42702
Молекулярная масса белка	124 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом