


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Lilra2/Cd85H Для If/Icc, Fc - Q8N149

Артикул: CM0008881



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , нацеленное на человеческий LILRA2/CD85h (ILT1/LIR7). Валидировано для IF/ICC и проточной цитометрии. Реагирует с человеком. Идеально для исследований врожденного иммунитета и микробных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого LILRA2/CD85h
Примечания/Альтернативные названия	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
Вид	Человек
ID гена	11027 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N149
Молекулярная масса белка	53кДа/51кДа/48кДа/47кДа
Доставка	В пакете со льдом