

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого LILrb4/Cd85K/Ilт3 Для Fc - Q8Nhj6

Артикул: CM0012707



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого LILRB4/CD85k/ILT3 (Q8NHJ6). Предназначено для проточной цитометрии, нацелено на ингибирующий иммунный рецептор, участвующий в иммунной толерантности и регуляции моноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
Примечания/Альтернативные названия	B4, ILT3, LIR5, CD85K, ILT-3, LIR-5
Вид	Человек
GeneID (человек)	11006
GeneID	11006
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHJ6
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет