


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Мегалина/Lrp2 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное Окрашивание) - P98164

Артикул: CM0008838



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого Мегалина/LRP2, конъюгированные с . Валидированы для внутриклеточной проточной цитометрии для изучения этого крупного эндоцитарного рецептора в почках, плаценте и мозге. SWISS: P98164.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек Мегалин/LRP2 мАт
Примечания/Псевдонимы	LRP2; DBS; GP330; белок 2, родственник рецептору ЛПНП
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4036
ID гена	4036
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4446-4655 человеческого Мегалина/LRP2 (NP_004516.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P98164
Молекулярный вес белка	521 кДа
Доставка	Сумка со льдом