


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Megalin/Lrp2 Для If-P И Fc (Внутриклеточной) - P98164

Артикул: CM0007774



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Megalin/LRP2, конъюгированное с . Валидировано для иммунофлуоресценции и внутриклеточной проточной цитометрии. Перекрёстно реагирует с человеческим и мышиным белком. Идеально подходит для исследований эндоцитарных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело против человеческого Megalin/LRP2, мАТ
Примечания/алиасы	LRP2; DBS; GP330; белок 2, родственный рецептору липопротеинов низкой плотности
Вид	Человек
GeneID (человек)	4036
GeneID	4036
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4446–4655 человеческого Megalin/LRP2 (NP_004516.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, FC (внутриклеточная)
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P98164
Молекулярная масса белка	521 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом