


Кроличье Моноклональное Антитело К Mertk Человека Для Проточной Цитометрии (Fc) - Q12866

Артикул: CM0008095



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к MERTK человека, валидированное для проточной цитометрии (FC). Реагирует с MERTK человека. Иммуноген — рекомбинантный белок. Идеально подходит для исследований апоптоза, фагоцитоза и киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к MERTK человека
Примечания/Синонимы	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; тирозин-протеинкиназа Mer
Вид	Человек
ID гена (человек)	10461
ID гена	10461
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-499 MERTK человека (NP_006334.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12866
Молекулярная масса белка	110 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом