


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Mertk, Меченное , Для Пцф — Q12866

Артикул: CM0004709



введение

Конъюгированное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого MERTK (тирозинкиназы Mer), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения MERTK в процессах эффероцитоза, при онкологических заболеваниях и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому MERTK, меченное
Примечания/алиасы	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; тирозин-протеинкиназа Mer
Вид	Человек
GeneID	10461
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 26-499 человеческого MERTK (NP_006334.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12866
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	С ледяным пакетом