

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Mica/Micb - Q29983 / Q29980

Артикул: CM0004819



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого MICA/MICB, подходящие для проточной цитометрии. Нацелены на индуцируемые стрессом лиганды NKG2D, экспрессируемые на различных эпителиальных и опухолевых клетках, помогая в исследованиях иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела против человеческого MICA/MICB
Примечания/Псевдонимы	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Вид	Человек
ID гена	100507436/4277
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-298 человеческого MICB (NP_005922.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q29983/Q29980
Молекулярный вес белка	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
Доставка	Сумка со льдом