

Моноклональное Антитело Кролика К Mica/Micb Человека Для Проточной Цитометрии - Q29983 / Q29980

Артикул: CM0012053



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , направленное против MICA/MICB человека для проточной цитометрии. Специфически реагирует с образцами человека; идеально подходит для детекции иммунных клеток и исследований лигандов стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело к MICA/MICB человека
Примечания/Псевдонимы	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-298 MICB человека (NP_005922.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q29983/Q29980
Молекулярная масса белка	4 кДа/31 кДа/37 кДа/43 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет