


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Mmp9 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P14780

Артикул: CM0004099



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого MMP9 для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека, детектирует белок желатиназы В массой 78 кДа, участвующий в ремоделировании внеклеточного матрикса и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое MMP9 МАТ
Примечания/Альтернативные названия	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; матриксная металлопептидаза 9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4318
GeneID	4318
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-707 человеческого MMP9 (NP_004985.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутрикл.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14780
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом