

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Mrc2 - Q9Ubg0

Артикул: CM0011636



введение

Моноклональная антитело кролика против человеческого MRC2 для проточной цитометрии (FC). Перекрестная реактивность с человеком. Идеально подходит для исследований эндоцитоза и ремоделирования внеклеточного матрикса. Молекулярная масса белка 167 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к человеческому MRC2
Примечания/Алиасы	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Вид	Человек
GeneID (человек)	9902
GeneID	9902
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35-513 человеческого MRC2 (NP_006030.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBG0
Молекулярная масса белка	167 кДа
Доставка	С ледяным пакетом