

Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Mrc2, Конъюгированное , Для Проточной Цитометрии — Q9Ubg0

Артикул: CM0005736



введение

Это кроличье моноклональное антитело, конъюгированное , нацелено на человеческий MRC2 (CD280, ENDO180, UPARAP) — C-тип маннозного рецептора, участвующего в интернализации коллагена и ремоделировании внеклеточного матрикса. Валидировано для применения в проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому MRC2, конъюгированное
Примечания/Алиасы	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
Вид	Человек
ID гена (человек)	9902
ID гена	9902
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 35–513 человеческого MRC2 (NP_006030.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBG0
Молекулярная масса белка	167 кДа
Доставка	Хладагент (пакет со льдом)