


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Nat10 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - Q9H0A0

Артикул: CM0010277



введение

Меченные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого NAT10, для внутриклеточной проточной цитометрии. NAT10 является ацетилтрансферазой цитидина РНК, регулирующей стабильность мРНК, трансляцию и процессинг 18S рРНК, что делает эти антитела идеальными для изучения функции ядрышка и модификации РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек NAT10 мАт
Примечания/Псевдонимы	ALP; Kre33; NET43
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55226
ID гена	55226
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-1025 человеческого NAT10 (Q9H0A0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H0A0
Масса белка	116 кДа
Доставка	Сумка со льдом