

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Nectin-1/Cd111 Для Проточной Цитометрии - Q15223

Артикул: CM0009579



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого Nectin-1/CD111, молекулы клеточной адгезии и рецептора проникновения герпесвируса. Валидированы для проточной цитометрии, способствуя исследованиям в области нейроразвития и вирусного патогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела против человеческого Nectin-1/CD111
Примечания/Псевдонимы	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5818
ID гена	5818
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого Nectin-1/CD111 (NP_002846.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15223
Молекулярный вес белка	57кДа/51кДа/39кДа
Доставка	Сумка со льдом