

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Nectin-1/Cd111 Для Fc - Q15223

Артикул: CM0005282



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого Nectin-1/CD111 для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека, распознает белок 57/51/39 кДа. Подходит для исследований клеточной адгезии, нейроразвития и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому Nectin-1/CD111 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5818
GeneID	5818
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого Nectin-1/CD111 (NP_002846.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15223
Молекулярная масса белка	57 кДа/51 кДа/39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом